

ЗА MEDES

Аппарат Easy-EV 2



Технические хар-ки Easy-Vac EV2	
Электропитание	220W 50/60Hz
Мощность нагревателя/двигателя	550W/1250W
Мощность всасывания	145mmHg 1950mmH2O 0.2bar

Для изготовления:

- Защитных капп для спортсменов
- Капп для отбеливания зубов
- Шин для выравнивания прикуса
- Лечение/Профилактика Бруксизма

Аппарат Easy-Vac Plus+ **НОВИНКА!**



Технические хар-ки Easy-Vac Plus+	
Электропитание	220W 50/60Hz
Мощность нагревателя/насоса	550W/50W
Мощность всасывания	600mmHg 8157mmH2O 0.8 bar

Преимущества:

- Наличие вакуумной помпы
- Увеличенный срок службы
- Пониженный уровень шума
- Повышенная мощность вакуума(600mmHg/8157,053 mmH2/0,8 bar)

Пластины EV Gasket

Теперь в продаже появились ЦВЕТНЫЕ и КРУГЛЫЕ!

Цветные



Бесцветные



Материал для создания:

- Защитных капп для спортсменов

Серия пластин: [Night&Mouth guard](#) и [Sports guard](#)

- Капп для отбеливания зубов

Серия пластин: [Bleaching](#)

- Шин для выравнивания прикуса

Серия пластин: [Splint](#)

- Лечение/Профилактика бруксизма

Серия пластин: [Night/Mouth guard](#)

Таблица квадратных/круглых ПЛАСТИН

Название	Толщина mm	Кол-во пластин	Размеры mm	Форма
		шт.		
Splint020	0,5	40	125*125	Квадрат
Splint030	0,75	30	125*125	Квадрат
Splint040	1	25	125*125	Квадрат
Splint060	1,5	15	125*125	Квадрат
Splint080	2	12	125*125	Квадрат
Bleaching020	0,5	30	125*125	Квадрат
Bleaching040	1	25	125*125	Квадрат
Bleaching060	1,5	15	125*125	Квадрат
Bleaching080	2	12	125*125	Квадрат
Night guard/Mouth guard120	3	8	125*125 / 127 \emptyset	Квадрат/Круг
Sports guard/Mouth guard160	4	6	125*125 / 127 \emptyset	Квадрат/Круг