



Приложение 1  
к письму от 28 сентября 2012г

В настоящем Приложении 1 к письму от 28 сентября 2012г. доводим до Вашего сведения, что процентное (%) содержание Метилметакрилата в жидкостях, входящих в состав комплектов акриловых пластмасс Yamahachi (Япония), следующее:

Жидкость в составе акриловых пластмасс Yamahachi (Япония)	Содержание метилметакрилата
<b>BASING RESIN LIQUID</b> - жидкость для пластмассы холодной полимеризации Basing Resin для изготовления индивидуальных ложек	90%
<b>BASIS FLOW LIQUID</b> - жидкость для пластмассы холодной полимеризации Basis Flow	50%
<b>BASIS LIQUID</b> - жидкость для базисной пластмассы горячей полимеризации Basis	100%
<b>ORTHO BRIGHT LIQUID</b> - жидкость для пластмассы Ortho Bright	100%
<b>PARTIAL BRIGHT LIQUID</b> - жидкость для акриловой самоотвердеющей пластмассы Partial Bright для починки и дублирования базисов, изготовления частичных протезов и облицовки	100%
<b>PATTERN BRIGHT LIQUID</b> - жидкость для пластмассы самоотвердеющей беззольной моделировочной Pattern Bright	70%
<b>REFINE EX LIQUID</b> - жидкость для самоотвердеющей пластмассы Re-Fine EX	100%
<b>REFINE BRIGHT LIQUID</b> - жидкость для самоотвердеющей пластмассы Re-Fine Bright	100%
<b>SCANNING RESIN LIQUID</b> - жидкость для пластмассы рентгеноконтрастной Scanning Resin для диагностики протезирования на основе имплантатов	100%

Директор ООО «Дентал-Ист» \_\_\_\_\_

(подпись)

М.П.

Афанасьев А.Н.

(Ф.И.О.)