



ООО «Дентал-Ист»

125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 96А,

тел./факс: (499) 458-67-37, 458-73-27, 745-63-18, 745-63-16, 745-63-20

р/с 40702810838040113799 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», БИК 044525225,

к/с 30101810400000000225, ИНН 7743598665, КПП 774301001, ОГРН 1067746682684

«20» сентября 2017 г.

Исх. № 72

Руководителям предприятий и организаций

На Ваш запрос об удельном весе жидкостей, входящих в состав комплектов акриловых пластмасс производителя «Ямахачи Дентал МФГ., Ко.», Япония (Yamahachi Dental MFG., Co., 54-1.Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan), сообщаем:

Жидкость в составе акриловых пластмасс Yamahachi (Япония)	Удельный вес
BASING RESIN LIQUID - жидкость для пластмассы холодной полимеризации Basing Resin для изготовления индивидуальных ложек	0.928g/ml
BASIS FLOW LIQUID - жидкость для пластмассы холодной полимеризации Basis Flow	0.922g/ml
BASIS LIQUID - жидкость для базисной пластмассы горячей полимеризации Basis	0.925g/ml
BASIS QUICK LIQUID - жидкость для базисной пластмассы быстрой полимеризации Basis Quick	0.923g/ml
BASIS MC LIQUID - жидкость для базисной пластмассы микроволнового отверждения Basis MC	0.923g/ml
ORTHO BRIGHT LIQUID - жидкость для пластмассы Ortho Bright	0.932g/ml
PARTIAL BRIGHT LIQUID - жидкость для акриловой самотвердеющей пластмассы Partail Bright для починки и дублирования базисов, изготовления частичных протезов и облицовки	0.930g/ml
PATTERN BRIGHT LIQUID - жидкость для пластмассы самотвердеющей беззольной моделировочной Pattern Bright	0.934g/ml
REFINE EX LIQUID - жидкость для самотвердеющей пластмассы Re-Fine EX	1.325g/ml
RE-FINE BRIGHT LIQUID - жидкость для самотвердеющей пластмассы Re-Fine Brigh	0.940g/ml
SCANNING RESIN LIQUID - жидкость для пластмассы рентгеноконтрастной Scanning Resin для диагностики протезирования на основе имплантатов	0.953g/ml

Директор ООО «Дентал-Ист»



А.Н. Афанасьев